

Wb, Elisa용 항-Nrip2 토끼 다클론 항체 - Q9Bqi9

품목 번호: CM0016869

소개

인간 NRIP2(핵수용체 상호작용 단백질 2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRIP2 토끼 pAb
비고/별칭	NRIP2
종	인간
유전자 ID (인간)	83714
유전자 ID	83714
면역원	인간 NRIP2 (NP_113662.1)의 아미노산 140-281에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BQI9
단백질 분자량	31kDa
배송 방법	아이스 팩