


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nrp2 다클론 항체 - O60462

품목 번호: CM0029180



소개

인간 뉴로필린-2(NRP2/VEGF165R2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 타겟을 검출합니다. 혈관 및 신경 연구 응용 분야에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRP2 토끼 pAb
비고/별칭	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
종	인간
유전자 ID (인간)	8828
유전자 ID	8828
면역원	인간 NRP2 (NP_957718.1)의 아미노산 21-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60462
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백