

Wb, Elisa용 Anti-Nrxn3 폴리클론항체 - Q9Hdb5/Q9Y4C0

품목 번호: CM0016018

소개

인간 NRXN3에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 신경접착 분자-3의 시냅스 접착 및 수용체 조절에서의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRXN3 토끼 pAb
비고/별칭	C14orf60; NRXN3
종	인간
GeneID (인간)	9369
GeneID	9369
면역원	인간 NRXN3 (NP_620426.2)의 아미노산 373-432에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
단백질 무게	43kDa/47kDa/50kDa/69kDa/117kDa/153kDa/180kDa
배송	아이스백