


Wb 및 Elisa용 Anti-Nsa2 Rabbit Polyclonal Antibody - O95478

품목 번호: CM0015447



소개

인간 NSA2(TINP1/HCLG1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSA2 Rabbit pAb
비고/별칭	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
종	인간
유전자 ID (인간)	10412
유전자 ID	10412
면역원	인간 NSA2 (NP_055701.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95478
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백