


Wb 및 Elisa용 항Nsd1 다클론 항체 - Q96L73

품목 번호: CM0026113



소개

인간 NSD1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 전사 조절에 관여하는 히스톤 메틸트랜스퍼라제를 표적으로 하여 인간 및 마우스 샘플에서 NSD1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NSD1 토끼 pAb
비고/별칭	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
종	인간
유전자 ID (인간)	64324
유전자 ID	64324
면역원	인간 NSD1 (NP_071900.2)의 아미노산 60-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96L73
단백질 분자량	297kDa
배송 방식	아이스팩