

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Nsd2/Whsc1 토끼 다클론 항체 - O96028

품목 번호: CM0030375



소개

히스톤 메틸트랜스퍼라제인 WHSC1/NSD2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 생쥐와 반응합니다. 후생유전학 및 크로마틴 생물학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WHSC1 토끼 pAb
비고/별칭	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
종	인간
유전자ID (인간)	7468
유전자ID	7468
면역원	인간 WHSC1 (NP_579877.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O96028
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백