


Wb, Elisa용 Anti-Nsd3/Whsc1L1 폴리클로날 항체 - Q9Bz95

품목 번호: CM0019754



소개

인간 NSD3/WHSC1L1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 크로마틴 조절에서 H3K4me2 및 H3K27me2 후성학적 마커를 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb
비고/별칭	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; ppl4328; NSD3/WHSC1L1
종	인간(Human)
유전자 ID	54904
면역원	인간 NSD3/WHSC1L1 (NP_075447.1)의 아미노산 430-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BZ95
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백