

Wb, Elisa용 항Nsdhl 단클론 항체 - Q15738

품목 번호: CM0003200



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 연구용 토끼 유래 항NSDHL 단클론 항체입니다. 콜레스테롤 생합성과 EGFR 수송에 관여하는 스테롤-4-알파-카르복실레이트 3-수소탈수소효소인 인간 NSDHL(Q15738)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NSDHL 토끼 mAb
비고/별칭	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
종	인간
유전자ID	50814
면역원	인간 NSDHL(NP_057006.1)의 50-150번 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15738
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩