

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Nsf 토끼 다클론 항체 - P46459

품목 번호: CM0016897



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 인간 NSF(소포 융합 ATPase)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 소포 수송 및 골지체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSF 토끼 pAb
비고/별칭	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
종	인간
유전자 ID(인간)	4905
유전자 ID	4905
면역원	인간 NSF(NP_006169.2)의 251-400번 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P46459
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩