

Anti-Nsfl1C Rabbit Polyclonal Antibody (P47) For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

품목 번호: CM0025325



소개

고품질 인간 NSFL1C/p47에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 골지체, 유사 분열 및 VCP 관련 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSFL1C Rabbit pAb
비고/별칭	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
종	인간
유전자 ID (인간)	55968
유전자 ID	55968
면역원	인간 NSFL1C (NP_057227.2)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNZ2
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백