


Anti-Nsl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iy1

품목 번호: CM0025783



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 NSL1 토끼 폴리클론 항체. 인간의 세포분열 염색체 정렬 및 분리에 중요한 키네토코어 관련 단백질 NSL1을 검출합니다. 세포 주기 및 키네토코어 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	DC8, MIS14, Clorf48, NSL1
종	인간
GeneID (인간)	25936
GeneID	25936
면역원	인간 NSL1 (NP_056286.3)의 아미노산 1-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96IY1
단백질 무게	32kDa
배송	아이스백