

Wb, Elisa용 Anti-Nsmf 폴리클로널 항체 - Q6X4W1

품목 번호: CM0027837

소개

WB 및 ELISA용 NSMF 토끼 폴리클로널 항체; 인간 및 마우스 NSMF(NELF 또는 HH9로도 알려짐)를 검출합니다. 이는 신경 세포 이동 및 수지상 돌기 세포 구조에 관여하는 60 kDa NMDA 수용체 시냅스핵 신호 인자입니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSMF Rabbit pAb
비고/별칭	HH9; NELF; NSMF
종(Species)	Human
GeneID (Human)	26012
GeneID	26012
면역원(Immunogen)	인간 NSMF (NP_001124443.1)의 아미노산 226-505에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q6X4W1
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	Ice bag