

Wb, Elisa용 Anti-Nsrp1 폴리클로날 항체 - Q9H0G5

품목 번호: CM0022667

소개

NSRP1(CCDC55/NSrp70)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트에 대해 교차 반응성을 보입니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 핵 스펙클 동역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NSRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
종	인간
GeneID (인간)	84081
면역원	인간 NSRP1 (NP_115517.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0G5
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백