

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Nsun2 단일클론 항체 - Q08J23

품목 번호: CM0006956

소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광, 면역침전 및 ELISA에 대해 검증된 NSUN2 토끼 단일클론 항체. tRNA/mRNA 변형 및 발달에 관여하는 RNA 메틸트랜스퍼라제인 사람 및 마우스 NSUN2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSUN2 Rabbit mAb
비고/별칭	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
종	사람
유전자 ID (사람)	54888
면역원	사람 NSUN2 (NP_060225.4)의 아미노산 617-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q08J23
단백질 분자량	86 kDa
배송	아이스백