

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nsun2 폴리클로날 항체 - Q08J23

품목 번호: CM0028055

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 NSUN2 Rabbit pAb. 인간 NSUN2(Q08J23)를 표적으로 하며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. RNA 메틸화 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSUN2 Rabbit pAb
비고/별칭	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
종	인간
GeneID (인간)	54888
GeneID	54888
면역원	제조합 단백질[인간 NSUN2 (NP_060225.4)의 아미노산 617-708에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08J23
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩