

Anti-Nsun3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9H649

품목 번호: CM0016153

소개

인간 NSUN3에 대한 토끼 폴리클론항체로, COXPD48과 관련된 미토콘드리아 tRNA 메틸트랜스퍼라제입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NSUN3 Rabbit pAb
비고/별칭	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
종	인간
유전자 ID (인간)	63899
유전자 ID	63899
면역원	인간 NSUN3 (NP_071355.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H649
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백