


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nsun5 폴리클로날 항체 - Q96P11

품목 번호: CM0025617



소개

인간 NSUN5(NOL1/p120)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 단백질 번역, 발달 및 윌리엄스-보이렌 증후군에서의 28S rRNA 메틸트랜스퍼라제 역할을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NSUN5 Rabbit pAb
비고/별칭	NOL1; p120; NOLIR; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
종	인간
GeneID (인간)	55695
GeneID	55695
면역원	인간 NSUN5 (NP_060514.1)의 아미노산 127-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96P11
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩