

Anti-Nt5E/Cd73 Rabbit Monoclonal Antibody - P21589

품목 번호: CM0006191



소개

인간 NT5E/CD73에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드이스 활성 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NT5E/CD73 Rabbit mAb
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4907
GeneID	4907
면역원	인간 NT5E/CD73 (NP_002517.1)의 아미노산 27-547에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21589
단백질 분자량	57kDa/63kDa
배송	아이스백