


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ntf3 토끼 다클론 항체 - P20783

품목 번호: CM0029393



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 인간 NTF3(뉴로트로핀-3)를 인식하는 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 뉴런 생존 및 신경영양인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NTF3 토끼 pAb
비고/별칭	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
종	인간
유전자 ID (인간)	4908
유전자 ID	4908
면역원	인간 NTF3 (NP_002518.1)의 아미노산 19-257에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20783
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩