


Wb, Elisa용 Anti-Nth1 Rabbit Monoclonal Antibody - P78549

품목 번호: CM0003171



소개

인간 NTH1 (Endonuclease III-like protein 1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로 Western blot 및 ELISA 적용에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, DNA 수리 및 산화 손상 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NTH1 Rabbit mAb
비고/별칭	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
종	인간
GeneID (인간)	4913
GeneID	4913
면역원	재조합 단백질 (인간 NTH1 (NP_002519.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78549
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백