


Anti-Ntmt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv86

품목 번호: CM0029462



소개

인간 NTMT1(N-말단 메틸전이효소)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 염색질 및 유사분열 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTMT1 Rabbit pAb
비고/별칭	NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1
종	인간
GeneID (인간)	28989
GeneID	28989
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BV86
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백