


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ntpcr 토끼 다클론 항체 - Q9Bsd7

품목 번호: CM0018617



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 NTPCR 토끼 다클론 항체입니다. 암 관련 뉴클레오사이드 삼인산가수분해효소인 인간 및 마우스 NTPCR을 검출합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTPCR 토끼 pAb
비고/별칭	THEP1, Clorf57, HCR-NTPase, NTPCR
종	인간
GeneID (인간)	84284
GeneID	84284
면역원	인간 NTPCR(NP_115700.1)의 아미노산 91-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BSD7
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩