

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Nts 폴리클로날 항체 - P30990

품목 번호: CM0015218



소개

인간 NTS에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 평활근 수축에서의 뉴로텐신 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTS Rabbit pAb
비고/별칭	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4922
GeneID	4922
면역원	인간 NTS (NP_006174.1)의 아미노산 24-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P30990
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 백(Ice bag)