


Anti-Nts Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

품목 번호: CM0013752



소개

NTS Rabbit pAb는 인간, 마우스, 쥐의 뉴로텐신/뉴로메딘 N을 인식하는 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되어 뉴로텐신의 지방 대사 및 평활근 조절에서의 역할을 탐구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NTS Rabbit pAb
비고/별칭	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
종	인간
유전자 ID (인간)	4922
유전자 ID	4922
면역원	합성 펩타이드 인간 NTS (NP_006174.1)의 아미노산 100-170에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P30990
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백