


Wb 및 Elisa용 항-Ntsr1 다클론 항체 - P30989

품목 번호: CM0028068



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고친화성 뉴로텐신 수용체 1형(NTSR1) 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. GPCR 신호전달 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTSR1 토끼 pAb
비고/별칭	NTR; NTSR1
종	인간
유전자 ID (인간)	4923
유전자 ID	4923
면역원	인간 NTSR1(NP_002522.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30989
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩