

Anti-Nuak1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60285

품목 번호: CM0018934

소개

인간 NUA1/ARK5 키나제를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 인간 및 래트 단백질을 모두 검출하며, 세포 부착, 노화 및 암 진행 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUAK1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARK5, NUA1
종	인간
GeneID (Human)	9891
GeneID	9891
면역원	인간 NUA1 (NP_055655.1)의 아미노산 362-661에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	O60285
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백