

If/Icc용 항-Nuak2 다클론 항체 - Q9H093

품목 번호: CM0023960

소개

인간 NUA2(SNARK)에 대한 토끼 다클론 항체로, 면역형광/면역세포화학 검증을 완료했습니다. 세포사멸, 세포 이동, 히포 신호전달 및 신경관 발생 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUAK2 토끼 pAb
비고/별칭	NUAK2; SNARK; NUA2 패밀리 키나아제 2
종	인간
유전자ID (인간)	81788
유전자ID	81788
면역원	제조항 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H093
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩