


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nub1 폴리클론항체 - Q9Y5A7

품목 번호: CM0018792



소개

NUB1 토끼 폴리클론항체는 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. NEDD8 접합 시스템의 하향 조절자인 NEDD8 얼티밋 버스터 1을 표적하며, 프로테아좀 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUB1 토끼 pAb
비고/별칭	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
종	인간
GeneID (인간)	51667
GeneID	51667
면역원	인간 IFT140 (NP_001350458.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y5A7
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백