

Wb, Elisa용 Anti-Nucb2 폴리클로날 항체 - P80303

품목 번호: CM0014253

소개

인간 NUCB2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 칼슘 항상성, 에너지 대사 및 G 단백질 신호 전달 연구에 적합합니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUCB2 Rabbit pAb
비고/별칭	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4925
GeneID	4925
면역원(Immunogen)	인간 NUCB2 (NP_005004.1)의 아미노산 321-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P80303
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)