

Anti-Nucks1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9H1E3

품목 번호: CM0022402

소개

Western blot (WB)와 ELISA에 검증된 고품질 NUCKS1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 상동 재조합 및 염색질 역학을 통한 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUCKS1 Rabbit pAb
비고/별칭	JC7; NUCKS; NUCKS1
종	인간
GeneID (인간)	64710
GeneID	64710
면역원	인간 NUCKS1 (NP_073568.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H1E3
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백