


항핵 기질 단백질 P84 (Thoc1) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q96Fv9

품목 번호: CM0027912



소개

인간 THOC1/p84 (76kDa)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스, 래트와 교차반응합니다. mRNA 추출, 세포자살, 암 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	핵 기질 단백질 p84 (THOC1) 토끼 pAb
비고/별칭	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; 핵 기질 단백질 p84 (THOC1)
종	인간
유전자ID (인간)	9984
유전자ID	9984
면역원	인간 핵 기질 단백질 p84 (NP_005122.2)의 아미노산 428-657번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96FV9
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스팩