

Anti-Nucleobindin-1 (Nucb1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q02818

품목 번호: CM0021541



소개

인간 nucleobindin-1 (NUCB1/CALNUC)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 골지 칼슘 결합 단백질 기능 및 G 단백질 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NUCB1 Rabbit pAb
비고/별칭	NUC; CALNUC; NUCB1
종	인간
GeneID (Human)	4924
면역원	인간 NUCB1 (NP_006175.2)의 아미노산 302-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02818
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백