

Wb, Ihc-P, Elisa용 항뉴클레오린(Ncl) 토끼 다클론 항체 - P19338

품목 번호: CM0025732



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항NCL 토끼 다클론 항체입니다. 주요 핵소체 단백질인 인간 및 마우스 뉴클레오린을 인식합니다. 염색질 및 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCL 토끼 pAb
비고/별칭	C23; Nsr1; NCL
종	인간
유전자 ID (인간)	4691
면역원	인간 NCL (NP_005372.2)의 아미노산 300-466에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19338
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩