

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항핵포스민 단클론 항체 - P06748

품목 번호: CM0008538



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 항핵포스민 단클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐에서 반응합니다. 리보솜 생합성, 중심체 복제 및 종양 억제인자 조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	핵포스민 토끼 mAb
비고/별칭	B23; NPM
종	인간
유전자ID (인간)	4869
유전자ID	4869
면역원	인간 NPM1 (NP_001238905.1)의 아미노산 9-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P06748
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩