

Wb, Elisa용 항-Nudc 다클론 항체 - Q9Y266

품목 번호: CM0027519



소개

인간 NUDC(핵 이동 단백질 nudC)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 NUDC 검출에 적합합니다. 재조합 면역원, 38 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUDC 토끼 pAb
비고/별칭	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
종	인간
GeneID (인간)	10726
GeneID	10726
면역원	인간 NUDC (NP_006591.1)의 아미노산 1-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y266
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백