


Wb 및 Elisa용 Anti-Nudc 토끼 단일클론 항체 - Q9Y266

품목 번호: CM0009737



소개

인간 NUDC를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드 NUDC와 교차 반응합니다. 유사분열, 세포질분열 및 신경생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDC 토끼 mAb
비고/별칭	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
종	인간
GeneID (인간)	10726
GeneID	10726
면역원	인간 NUDC(Q9Y266)의 아미노산 232~331 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y266
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩