

Wb, Elisa용 Anti-Nudel/Ndel1 단일클론 항체 - Q9Gzm8

품목 번호: CM0010254



소개

웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-NUDEL/NDEL1 토끼 단일클론 항체; 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 신경 발달, 세포골격 조직화 및 유사 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDEL/NDEL1 Rabbit mAb
비고/별칭	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L; NUDEL/NDEL1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	81565
유전자 ID	81565
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9GZM8
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백