

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nudt15 폴리클로날 항체 - Q9Nv35

품목 번호: CM0027182



소개

인간 NUDT15에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사, 티오퓨린 약물 반응 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDT15 Rabbit pAb
비고/별칭	MTH2; NUDT15D; NUDT15
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55270
GeneID	55270
면역원	인간 NUDT15 (NP_060753.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NV35
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백