

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nudt15 토끼 다클론 항체 - Q9Nv35

품목 번호: CM0013311



소개

인간 NUDT15에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 뉴클레오티드 대사, 티오퓨린 약물 반응 및 DNA 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUDT15 토끼 pAb
비고 / 별칭	MTH2; NUDT15D; NUDT15
종	인간
유전자ID (인간)	55270
유전자ID	55270
면역원	인간 NUDT15 (NP_060753.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9NV35
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩