

Wb, Elisa용 Anti-Nudt16 폴리클론항체 - Q96De0

품목 번호: CM0021023



소개

U8 snoRNA-디캡핑 효소 및 뉴클레오티드 풀 세척제인 NUDT16에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 대사 및 핵산 품질 관리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDT16 Rabbit pAb
비고/별칭	NUDT16
종	인간
유전자 ID	131870
면역원	재조합 단백질 인간 NUDT16 (NP_689608.2)의 아미노산 60-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96DE0
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩