

Wb, Elisa용 Anti-Nudt2 폴리클로날 항체 - P50583

품목 번호: CM0026982



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NUDT2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 NUDT2를 인식합니다. Ap4A 가수분해 효소 기능, RNA 디캡핑(decapping) 및 관련 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUDT2 Rabbit pAb
비고/별칭	APAH1; IDDPN; NUDT2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	318
GeneID	318
면역원(Immunogen)	사람 NUDT2 (NP_001152.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P50583
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백