

## Anti-Nudt21 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43809

품목 번호: CM0029014



### 소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC, ELISA용 NUDT21 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐 NUDT21을 검출합니다. pre-mRNA 절단 및 폴리아데닐화 연구와 대체 폴리아데닐화 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | NUDT21 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | CPSF5; CFIM25; NUDT21                                          |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                      |
| GeneID (사람)              | 11051                                                          |
| GeneID                   | 11051                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 NUDT21 (NP_008937.1)의 아미노산 1-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                  |
| SWISS                    | O43809                                                         |
| 단백질 분자량                  | 26kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                 |