


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nudt5 단일클론 항체 - Q9Ukk9

품목 번호: CM0002278



소개

인간 NUDT5를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. NUDT5는 핵 ATP 합성에 관여하는 ADP-설탕 피로인산분해효소입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NUDT5 Rabbit mAb
비고/별칭	YSA1; YSA1H; YSAH1; hNUDT5; NUDT5
종	인간
GeneID (인간)	11164
GeneID	11164
면역원	합성 펩타이드: 인간 NUDT5 (Q9UKK9)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKK9
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백