


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nudt6 폴리클로날 항체 - P53370

품목 번호: CM0018311



소개

NUDT6 Rabbit pAb는 인간 NUDT6를 타겟게 하는 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NUDT6는 NADH와 FAD를 가수분해하며 세포 증식을 조절할 수 있어, 뉴클레오타이드 대사 및 미토콘드리아 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDT6 Rabbit pAb
비고/별칭	GFG1; GFG-1; ASFGE2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11162
GeneID	11162
면역원(Immunogen)	인간 NUDT6 (NP_009014.2)의 아미노산 121-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P53370
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)