


Wb, Elisa용 항-Nuf2 토끼 단클론 항체 - Q9Bzd4

품목 번호: CM0003012



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 토끼 단클론 항-NUF2 항체입니다. 염색체 분리에 필수적인 키네토코어 단백질인 인간 NUF2와 반응하며, 예측 분자량은 54kDa입니다. 세포 주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUF2 토끼 mAb
비고/별칭	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
종	인간
유전자ID	83540
면역원	합성 펩타이드 인간 NUF2 (Q9BZD4)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZD4
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스팩