


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Numb Rabbit Monoclonal Antibody - P49757

품목 번호: CM0011421



소개

인간 및 마우스 샘플에서 WB, IP, ELISA에 대해 검증된
고품질 anti-NUMB 토끼 단일클론 항체.

엔도사이토시스 및 신경발생의 주요 조절자인 단백질
numb homolog (P49757)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUMB Rabbit mAb
비고/별칭	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
종	인간
GeneID (인간)	8650
GeneID	8650
면역원	인간 NUMB (P49757)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49757
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백