


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Numb 토끼 다클론 항체 - P49757

품목 번호: CM0027769



소개

인간 NUMB를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 NUMB를 검출합니다. 신경발생 및 세포작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUMB 토끼 pAb
비고/별칭	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
종	인간
유전자 ID	8650
면역원	인간 NUMB(NP_003735.3)의 아미노산 521-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49757
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백