

Wb, Elisa용 Anti-Nup107 폴리클로날 항체 - P57740

품목 번호: CM0013201



소개

인간 NUP107에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 NUP107을 검출합니다. NUP107은 NPC 조립 및 신장 형성에 필수적인 핵공 복합체 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP107 Rabbit pAb
비고/별칭	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57122
유전자 ID	57122
항원(Immunogen)	인간 NUP107 (NP_065134.1)의 아미노산 766-925에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P57740
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)