

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Nup153 단클론 항체 - P49790

품목 번호: CM0006793



소개

CamelBio의 NUP153 토끼 단클론 항체는 웨스턴 블롯팅, 면역조직화학염색, 면역형광, ELISA에서 인간, 마우스, 래트 뉴클레오포린 153(154 kDa)을 검출합니다. 핵공 복합체, 핵질 수송 및 바이러스-숙주 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NUP153 토끼 mAb
비고/별칭	N153; HNUP153; NUP153
종	인간
유전자ID (인간)	9972
유전자ID	9972
면역원	합성 펩타이드: 인간 NUP153 (P49790)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49790
단백질 분자량	154kDa
배송	아이스 팩