

Anti-Nup155 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75694

품목 번호: CM0004416



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-NUP155 토끼 단일클론 항체. 사람 및 쥐 NUP155를 인식하며, 이는 핵-세포질 수송에 필수적인 155 kDa 핵공 복합체 단백질입니다. 세포 생물학 및 수송 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP155 Rabbit mAb
비고/별칭	N155; ATFB15; NUP155
종	사람(Human)
GeneID (사람)	9631
GeneID	9631
면역원	사람 NUP155 (NP_705618.1)의 아미노산 901-1050에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	O75694
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)